


SUC照明— 世界初実体顕微鏡用 LED暗視野照明装置

実体顕微鏡対物レンズにぴったりフィットする照明で、LEDとコリメーターレンズが平行に近い光の輪を作り出して標本を照らします。従って、暗視野の観察効果が得られて、今まで発見しにくい軽微なクラッチを簡単に見つけます。検査作業の負担を軽くするのみならず、効率も顕著に上がります。他の煩わしい付加照明装置を省くことも可能になり、更にあらゆるタイプの実体顕微鏡に対応できます。

SUC Illuminator is a very unique device designed for all kinds of stereo-microscope. The built-in LED and the collimator lens make a shining ring that has the same focusing distance as the objective lens' so that SUC may illuminate the specimen with a very parallel light. Therefore, you may obtain an observation effect of the dark field, and find the slight clutch easier than any other illuminator. SUC does not only reduce the burden of inspection job, but also raise the efficiency remarkably. SUC may save all of your trouble on choosing illuminators.



 SHIBUYA OPTICAL CO.,LTD.

株式会社 渋谷光学

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-2

TEL 048-469-1200 FAX 048-469-1311

URL <http://www.shibuya-opt.co.jp/>

E-mail sales@shibuya-opt.co.jp